


200

Silicone-Coated Lancets  
إبر وخز مطلية بالسيليكون  
Lancettes siliconées  
Silikon Kaplı İğneler

PULL DOWN TO OPEN. اسحب للأسفل للفتح. •  
TIRER POUR OUVRIR. • BANTLI KAPAGI ÇEKEREK AÇIN.



EN Use with the Microlet® family of lancing devices.  
استخدمها مع عائلة Microlet® من أجهزة الوخز.  
FR À utiliser avec les autopiqueurs de la gamme Microlet®.  
TR Microlet® parmak delme cihazları serisiyle kullanın.



Refer to the instructions provided with your lancing device to perform fingertip testing and for additional safety and performance information. • الرجاء الرجوع إلى التعليمات المرفقة مع جهاز الوخز الخاص بك للحصول على معلومات إضافية تتعلق بالأمان والأداء. •  
Consult the notice provided with the autopiqueur pour obtenir des instructions relatives à la réalisation d'un test au doigt et pour en apprendre plus sur les qualités et performances. •  
Parmak delme cihazınızla birlikte verilen talimatları bakın. •  
Instructions: / تعليمات: / Talimatlar:

**Intended Use:** The Microlet® lancet is a single-use sterile device intended for drawing a capillary blood sample from an adult or child for glucose monitoring. The lancet is not intended for neonatal use. • الاستخدام المخصص: إن إبرة الوخز MICROLET® هي جهاز معقم أحادي الاستخدام، مخصص لسحب عينة من الدم الشعري من شخص بالغ أو طفل لمراقبة الجلوكوز. إبرة الوخز غير مخصصة لاستخدام حديثي الولادة. •  
**Utilisation prévue:** La lancette Microlet® est un dispositif stérile à usage unique destiné à prélever un échantillon de sang capillaire chez un adulte ou un enfant pour la surveillance du glucose. La lancette n'est pas destinée à un usage chez les nouveau-nés. • Kullanım Amaçları: Microlet® iğne glukoz takibi amacıyla bir yetişkin veya çocuktan kapılabilir kan örneği alınmasına yönelik tek kullanımlık ve steril bir cihazdır. İğne yenidoğanlarda kullanıma yönelik değildir. •  
**WARNING:** Keep out of reach of children. This package contains small parts that could cause suffocation if accidentally swallowed. • خطرناك احتفظوا بعيدا عن متناول الأطفال. تحتوي هذه العبوة على قطع صغيرة يمكن أن تسبب الاختناق في حال ابتلاعها عرضيا. •  
**ATTENTION:** Tenir hors de portée des enfants. Ce produit contient de petites pièces susceptibles de provoquer un étouffement si elles sont accidentellement avalées. • UYARI: Çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın. Bu paket, yanlışlıkla yutulursa boğulmaya neden olabilecek küçük parçalar içerir. •

ASCENSIA

Imported and Distributed by:  
Baitheje National Pharmaceutical  
Palestino Street,  
P.O. Box No. 2,  
Jeddah-21411, KSA  
Tel.: +966 12 661 3081  
Fax.: +966 12 661 1685  
Imported and Distributed by:  
Pharmaco Distribution (Pvt) Ltd,  
3 Sandown Valley Crescent South  
Tower, 1st Floor Sandton 2196  
South Africa  
+27 11 784 0077  
Imported and Distributed by:  
UAE ALPHAMED,  
AKI Group, Road No.81  
Diasa Investment Park  
Next to Global Shipping Co  
DUBAI, UAE  
TEL: +974 810 5555  
Fax: +966 12 661 1685  
www.diabetes.ascensia.com  
Imported and Distributed by:  
SABU Ascensia Diabetes Care Algeria  
Zone d'activité Lamara, route de  
Ouled Fiyet  
N° de propriété: 512, 524  
section 04 commune Cheraga  
Alger- Algérie  
Tel.: +213 555 547 999  
+213 770 887 812  
İthalatçı ve Dağıtıcı:  
Ascensia Diyabet Ürünleri A.Ş.  
Gursel Mh. İnönü Cad. No: 29  
Premier Kampüs Ois A Blok K:3 D:103  
34400 Kağıthane  
İstanbul, Türkiye  
Tel: +90 212 292 78 89  
Fax: +90 212 292 78 82  
www.diyabetmediascensia.com  
diyabetmediascensia.com  
Ucretsiz Danışma Hattı  
0800 211 00 15  
0850 433 04 15 (mobil hatlardan)  
Çekim saatlerinde görüşleri  
08:00-17:00 arasında'dır.  
Imported and Distributed by:  
Waha Medical Supplies Co.  
Al Khairat Tower (Building # 6), 1st Floor  
Hamad Al Saqr street,  
Ouba block 14 Kuwait  
Telephone +965 2222 3856 / 57  
Fax +965 2222 3964  
www.diabetes.ascensia.com  
Made in Poland. • صنع في بولندا. •  
• Fabriqué en Pologne. • Polonya'da Üretilmiştir.

**Microlet®**  
Coloured Lancets • إبر وخز ملونة • Lancettes colorées • Renkli İğneler

Simple, Smooth Testing  
اختبار بسيط وسهل  
Se tester facilement et en douceur  
Basit, Kolay Test Etme

**Microlet®**  
Coloured Lancets • إبر وخز ملونة • Lancettes colorées • Renkli İğneler

REF: 82057375  
STERILE R

Lancet remains sterile until protective cap is removed. Do not use if damaged or opened unintentionally. Dispose always as medical waste. •  
تظل إبرة الوخز معقمة إلى أن يتم إزالة الغطاء الواقعي. تجنب الاستخدام في حالة التلف أو الفتح بدون قصد. تخلص منها دائما باختيارها بعبوات طبية. •  
La lancette reste stérile jusqu'à ce que le capuchon protecteur rond soit retiré. Ne pas les utiliser si elles sont endommagées ni en cas d'ouverture involontaire. Toujours éliminer les lancettes usagées comme tout déchet médical. •  
Koruyucu kapak çıkarılana kadar iğne steril kalır. Hasar görmüştü veya kazara açılmışsa kullanmayın. Her zaman tıbbi atık olarak atın. •  
If a serious incident has occurred during the use of this device or as a result of its use, please report it to the manufacturer and/or its authorized representative and to your national authority. •  
إذا وقع حادث خطير أثناء استخدام هذا الجهاز أو نتيجة لاستخدامه، يرجى إبلاغ الشركة المنتجة وأو ممثلها المعتمد والمسئول الوطنية لتبليغ. •  
Si un incident grave survient lors de l'utilisation de ce dispositif ou à la suite de son utilisation, veuillez le signaler au fabricant et/ou à son représentant légal et aux autorités de votre pays. •  
Bu cihazın kullanımını sırasında veya kullanımının sonucu olarak ciddi bir olay meydana gelirse lütfen üreticiye ve/veya yetkili temsilcisine ve ulusal yetkili makama bildirin. •

Ascensia Diabetes Care Holdings AG  
Peter Menz-Straße 99  
4052 Basel, Switzerland  
ترتفع أسكسيا أريفا الطبية المصرفية في حي  
بيتر مينز-ستراسه 99  
4052 بازل، سويسرا

MD  
40°C  
0°C  
2787

ASCENSIA  
Diabetes Care

Ascensia Diabetes Care Italy S.p.A.  
Via Varese, 162  
20156 Milano, Italy

90011658 6575A Rev. 10/23  
© 2023 Ascensia Diabetes Care Holdings AG. All rights reserved. • جميع الحقوق محفوظة. • Tous droits réservés. • Tüm hakları saklıdır.  
Ascensia, the Ascensia Diabetes Care logo, and Microlet are trademarks and/or registered trademarks of Ascensia Diabetes Care Holdings AG. • Ascensia (أسكسيا) وشار Microlet و Ascensia Diabetes Care (أسكسيا أريفا الطبية المصرفية) و Ascensia Diabetes Care Holdings AG (أسكسيا أريفا الطبية المصرفية) هي علامات تجارية وأو علامات تجارية مسجلة لشركة Ascensia Diabetes Care Holdings AG.  
• Ascensia, le logo Ascensia Diabetes Care et Microlet sont des marques commerciales et/ou des marques déposées d'Ascensia Diabetes Care Holdings AG. • Ascensia, Ascensia Diabetes Care (أسكسيا أريفا الطبية المصرفية) و Ascensia Diabetes Care Holdings AG (أسكسيا أريفا الطبية المصرفية) هي علامات تجارية وأو علامات تجارية مسجلة لشركة Ascensia Diabetes Care Holdings AG.

5 016003 657504

PAP